

MAKSİMUM OKSİJEN DESTEĞİ

- Corensis Oxymax; Güvenli, Konforlu ve Pratik yüksek akışlı oksijen tedavisi sağlar.
- Ergonomik tasarımı ve kullanım kolaylığı ile sağlık profesyonelleri için fark yaratır.
- Yenilikçi özellikleri ile yetişkin ve pediatrik kullanıma uygundur.



Güvenlik Özellikleri

- Yalıtımlı nemlendirici ısıtıcısı
- Kaçak önleme sistemi
- Basınç sensörleri
- Dahili hava akışı yönetimi
- Gelişmiş alarm sistemi
- Dış malzemede UL94-V0 yanıcılık standardı

Genel Özellikler

Pediyatrik Akış Aralığı	1-25l/dk
Pediyatrik Sıcaklık Ayarları	31-34-37 °C
Yetişkin Akış Aralığı	10-100l/dk (60 l/dk üzerinde %100 FiO ₂)
Yetişkin Sıcaklık Ayarları	31-34-37 °C
FiO ₂ Aralığı	%21-100
Otomatik FiO ₂ Ayarı	+
O ₂ kaynağı	Basınçlı O ₂
Hava Kaynağı	Dahili türbin
Nebulizatör	Uyumlu
SPO ₂ Ölçümü	+
Dezenfeksiyon	Gerekli değil





Yenidoğan, Pediatrik ve
Yetişkin hastalar için



Ekranda %100'e
kadar otomatik
FiO₂ ayarı



SPO₂
Ölçümü



V0 yanıcılık
standartına sahip
malzemeler



100 l/dk'ye
kadar
akış hızı



Dahili
nemlendirici



Tek tuşla
basma ve
başlatma



Harici debimetreye
ihtiyaç duyulmaz

corensis | Oxymax



KoçMedical | BIÇAKÇILAR

www.kocmedical.com

Nemlendirme Haznesi



- Otomatik Dolum
- Tek Kullanımlık

Ref	RC0102
Bağlantılar (Giriş /Çıkış)	Ø22mm
Maksimum su hacmi	150 ± 5ml
Minimum su hacmi	70 ± 5ml
Direnç	0.5mbar (30 L/dak.) 2.0mbar (60 L/dak.)
Maksimum akış	180L/dak.
Ağırlık	125g
Raf Ömrü	5 yıl



Ünalan Mahallesi, Çağla Sokak,
Çamlıca İş Merkezi, B Blok, No: 11
Üsküdar 34700 İstanbul

- ☎ (216) 285 05 00
- ✉ info@kocmedical.com
- 🌐 www.kocmedical.com
- 📱 kocmedical-bicakcilar
- 📷 kocmedicalbicakcilar

BR.06/Rev02/2024.12.19



YÜKSEK AKIŞLI OKSİJEN TERAPİ CİHAZI SARF MALZEMELERİ



Nazal Kanül**Pediyatrik**

- Konforlu silikon pronglar
- Dayanıklı ve kink önleyen hortum
- Cildi tahriş etmeyen, çok kez çıkarılıp takılabilen yapışkan yüz bantları

Boyut	Model	Renk Kodu	Akış Aralığı (l/dak.)
2XS	YNC-P2XS	Yeşil	2-25
3XS	YNC-P3XS	Mor	2-20
4XS	YNC-P4XS	Sarı	2-80

Nazal Kanül**Yetişkin, Tip 1**

- Konforlu silikon pronglar
- Kolay sabitlenir, ayarlanabilir elastik bant
- Dayanıklı ve kink önleyen hortum

Boyut	Model	Akış Aralığı (l/dak.)
L	YNC-PL	2-75
M	YNC-PM	2-75
S	YNC-PS	2-75
XS	YNC-PXS	2-55

Nazal Kanül**Yetişkin, Tip 2**

- 360° dönebilen bağlantı ve konforlu silikon pronglar
- Kolay sabitlenir, ayarlanabilir elastik bant
- Dayanıklı ve kink önleyen hortum

Boyut	Model	Akış Aralığı (l/dak.)
S	RVL001S	5-80
M	RVL001M	5-80
L	RVL001L	5-80

Hasta Devresi**Entegre Sensörlü**

- Hasta devresine entegre sıcaklık probu
- Pediatri ve yetişkinlerde kullanıma uygun
- Tek Kullanımlık



Model	Uzunluk	Hortum Çapı	Bağlantı Çapı
RVTH001	160 cm	15 mm	22 mm (M/M)

Hasta Devresi

- Pediatrik ve yetişkin seçenekleri
- Tek Kullanımlık



Model	Uzunluk	Hortum Çapı	Bağlantı Çapı
RC0108	160 cm	15 mm / Pediatrik	22 mm (M/M)
RC0107	160 cm	19 mm / Yetişkin	22 mm (M/M)